

## Тестовые полоски Siemens Healthcare Diagnostics для анализа мочи

**НАЗНАЧЕНИЕ.** Тестовые полоски Siemens Healthcare Diagnostics для анализа мочи имеют тестовые зоны для определения белка, крови, лейкоцитов, нитратов, глюкозы, кетонах (ацетоуксусной кислоты), кислотности, удельного веса, билирубина и уробилиногена. **Согласно параметрам мочи, определяемым данными производством, см. на упаковке или этикетке флакона.** Тестовые полоски предназначены только для диагностических целей, при выполнении исследования *in vitro* медицинскими работниками. Перед использованием данного изделия внимательно ознакомьтесь с информацией на вкладыше (СВ).

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПОДСВЕЧЕНИЕ.** Тестовые полоски Siemens готовы к использованию сразу после извлечения из флакона. Результаты анализа можно оценивать визуально. Они также могут считываться приборами из семейства анализаторов химического состава мочи CLINTEK® Urte Chemistry Analyzers с соответствующим программным обеспечением. Используя тестовые полоски Siemens с идентификационной маркировкой, можно проводить автоматическую проверку результатов анализа при считывании соответствующими приборами CLINTEK. Автоматическая проверка состоит из процедуры автоматической идентификации полоски и контроля качества.

**ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что на рабочих поверхностях и посуде для образцов отсутствуют следы моющих средств и других посторонних веществ. Присутствие некоторых веществ может повлиять на результаты исследования.

**ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ.** Соберите свежую мочу в чистую сухую посуду. Перед анализом перемешайте мочу. Анализ следует проводить в течение двух часов после получения мочи. Размещение образца моющими средствами для кожи, содержащими хлорсоединения, может повлиять на результаты пробы на белок (и, в меньшей степени, на удельный вес и билирубин). На рабочих поверхностях и посуде для образцов не должно быть следов моющих средств и других посторонних веществ. Если провести анализ в течение рекомендованного времени невозможно, сразу поместите образец в холодильник, а перед использованием сорейте его до комнатной температуры.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА.**

1. Опуните тестовые зоны полоски в мочу и немедленно выньте ее. При визуальной оценке результатов анализа начните отсчет времени.
2. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Идентификационные метки можно опунуть в мочу и контрольные растворы. При использовании анализаторов CLINTEK 50 или CLINTEK Status® промойте край полоски булавочным колпачком или салфеткой. При оценке результатов анализа визуально или с помощью анализатора CLINTEK Advantus® нет необходимости промывать концы полоски.
3. **При визуальной оценке результатов:**
  - Сравните каждую тестовую зону с цветной шкалой на этикетке флакона.
  - Поднесите полоску близко к цветной шкале и внимательно смотрите цвета.
  - Проведите визуальную оценку результатов анализа по каждой зоне соответствующий промежуток времени, указанный на этикетке, начиная с минимума.
  - Проведите визуальную оценку результатов анализа при хорошем освещении.



1. Идентификационная метка
2. Тестовые зоны
3. Цветовой блок

**При использовании анализатора** поместите тестовую полоску на анализатор в соответствии с инструкциями по использованию анализатора. Анализатор автоматически прочтывает каждую тестовую зону в нужное время.

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.** Проводите контрольный анализ известных отрицательных и положительных образцов или контрольных растворов каждый раз, когда впервые открываете новый флакон. НЕ используйте воду в качестве отрицательного контрольного раствора. Каждая лаборатория должна установить собственные целевые уровни, соответствующие о достижении требуемых уровней стандарта работы. Положительные и отрицательные контрольные полоски CHECK-STAT® служат удобной основой для проведения процедуры контроля качества.

**ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.** Хранить при температуре от 15 до 30 °C (59-86 °F). Не используйте полоски после истечения их срока годности (СВ). Оберегайте флаконы от воздействия солнечных лучей и не удаляйте из них теплоизоляцию. **ОБЕЗБЕЖАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ТЕПЛА И ИСТИННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.** Вынимайте полоску из флакона только перед непосредственным использованием. После извлечения тест-полоски немедленно плотно закройте крышку. Не прикасайтесь к тестовым поверхностям полоски. Обеспечивание или повторение тестовых зон может вызвать на их поверхности. В этом случае или если результаты анализа вызывают сомнения и не соответствуют ожиданиям, убедитесь, что срок годности продукта не истек и что оно правильно реагирует на известные положительные и отрицательные контрольные материалы.

**ОГРАНИЧЕННЫЕ МЕТОДЫ. Как и для любых лабораторных анализов, окончательные диагностические или терапевтические решения не следует принимать по результатам проведения только одного анализа или метода.** Вещества, изменяющие цвет мочи, могут привести к ложному прочтению тестовых зон на тестовых полосках для анализа мочи. К таким веществам относятся кровь или билирубин в визуальном определении количества, а также лекарства, содержащие красители, нитрофурантоны и рифамины. Нормальные уровни аскорбиновой кислоты в моче не влияют на результаты анализа.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИЗЕ.

**БЕЛОК.** Обычно за один день (24 часа) с мочой выделяется менее 0,15 г (150 мг) белка. Клинически значимой протеинурией считается экскреция белка с мочой более 0,5 г (500 мг) в день (результаты полоски  $\geq 0,3$  г/л или 30 мг/дл). Если получен результат trace (следа), значимость такого анализа определяется на основании клинических данных. Анализ на белок менее чувствителен к микротекам и глобулинам, которые обычно выявляются при уровне 0,6 г/л (60 мг/дл) или выше. Отрицательный результат анализа не исключает наличия этих белков.

**КРОВЬ.** Гемоглобин в нормальной моче не определяется (< 100 мкг/л или 0,010 мг/дл; 3 эритроцита/поле). Значение результата trace (следа) может быть разным для различных пациентов, потому что в каждом отдельном случае требуется клиническая оценка. Кровь, часто, но не всегда, может присутствовать в моче женщины в период менструации. Этот тест одинаково чувствителен как к миктоглобулину, так и к гемоглобину. Концентрация гемоглобина в 150–620 мкг/л (0,015–0,062 мг/дл) приблизительно эквивалентна 5–20 непереваренным эритроцитам на микролитр. Катипорри и другие соединения, содержащие сульфидные группы, могут вызвать увеличение чувствительности. Некоторые окислительные примеси, такие как гипохлорит, могут привести к ложноположительным результатам. Микробная пероксидаза, появляющаяся при инфекции мочевого пузыря, может привести к ложноположительному результату.

**ЛЕЙКОЦИТЫ.** Образцы нормальной мочи в этом исследовании обычно дают отрицательный результат. Результат полоски trace (следа) имеет сомнительную ценность. Если или выше указывает на инфекцию. Результат trace (следа) может сомнительную ценность, но если такие результаты были получены неоднократно, то они могут расширяться как клинически значимые. Повышенная концентрация глюкозы ( $\geq 100$  ммоль/л или 3 г/дл) может привести к более низким результатам теста. Присутствие цитозина, цитоглобина или высокой концентрации цитовой кислоты также может привести к более низким результатам теста. Гепарин может повлиять на реактивность полоски, а его высокая концентрация может привести к ложноположительной реакции. Положительные результаты иногда могут быть следствием загрязнения образца акалалитическими выделениями.

**НИТРИТЫ.** Обычно нитраты в моче не обнаруживаются. Этот тест зависит от преобразования нитратов (на пищу) в нитриты в моче под действием грам-отрицательных бактерий. Многие пищевые грам-отрицательные микроорганизмы дают положительные результаты, если их число превышает  $10^6$ /мл (количество нитрит-ионов, равное 16,2 ммоль/л или 0,075 мг/дл либо выше). Это тест специфичен для нитритов, любые другие вещества, обычно выделяемые в моче, не влияют на результат анализа. Отдельные розовые пятна или розовые края не должны расцениваться как положительные результаты. Отрицательный результат не исключает значительную бактериурию. Ложноположительные результаты могут возникнуть в случае ускоренной инкубации мочи в мочевом пузыре (< 4 часов), отсутствия в мочевом пузыре нитратов или присутствия несостоятельных патогенных микроорганизмов.

**ГЛЮКОЗА.** Обычно глюкоза выделяется небольшое количество глюкозы (< 1,67 ммоль/л или 30 мг/дл). Это количество обычно ниже уровня чувствительности данного теста, но иногда может быть получен результат, лежащий на границе между отрицательной концентрацией и концентрацией 5,5 ммоль/л (100 мг/дл), которая рассматривается как положительный результат. Нет данных о том, что какое-либо другое вещество, кроме глюкозы, выделяемое в моче, даст положительный результат этого теста. При высоком уровне содержания кетонах (4 ммоль/л или 40 мг/дл) могут быть получены ложноположительные результаты для образцов, содержащих небольшое количество глюкозы (4–7 ммоль/л или 75–125 мг/дл).

**КЕТОНЫ.** Кетоны в нормальной моче не обнаруживаются. Тест реагирует на ацетоуксусную кислоту в моче. Он не реагирует на ацетон и  $\beta$ -гидроксиасимовую кислоту. Тест может дать ложноположительный результат trace (следа) при использовании образцов высокотемпературной мочи или образцов, содержащих большое количество метаболитов леводопы. Соединения, содержащие сульфидные группы, например мочевина (2-меркаптоэтан-сульфоновую кислоту) и катипорри, могут привести к ложноположительным результатам или атипичным цветовым реакциям.

**pH.** Нормальная кислотность мочи колеблется в пределах от 4,6 до 8,0. Тестовая зона пробы на кислотность позволяет определить значения pH 5–8,5 при визуальной оценке и 5–9 с помощью прибора, как правило, с точностью до одной единицы результата. Рост некоторых видов микроорганизмов в образце может вызвать заметное защелачивание (pH > 8,0), обычно вследствие прерывания мочеиспускания в аммиак.

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС.** Нормальный удельный вес мочи колеблется в пределах 1,001–1,035. Если показатель удельного веса любой порции мочи  $\geq 1,023$ , концентрирующую способность почек можно считать нормальной. Этот тест позволяет определить удельный вес мочи в пределах от 1,000 до 1,030. В целом его результаты коррелируют (в пределах 0,005) со значениями, полученными с помощью рефракционного метода. Для увеличения точности к результатам анализа мочи с pH  $\geq 6,5$ , полученным путем зрительного наблюдения, можно прибавить 0,005. Если полоски читались с помощью прибора, значения результатов автоматически вносятся поправку с учетом pH. Тест Siemans на удельный вес мочи не реагирует на присутствие ретроградных красителей в отличие от рефракционного метода, уринометра и осмометра. При анализе высокобелковых мочевых образцов результаты могут оказаться заниженными, а присутствие умеренного количества белка (1–2,5 г/л или 100–750 мг/дл) — завышенным.

**БИЛИРУБИН.** Билирубин не определяется в нормальной моче даже самыми чувствительными тестами. Даже следы билирубина являются достаточным основанием для проведения дальнейших исследований. Идиран (сульфат идиранола) может вызвать цветную реакцию от желто-оранжевой до красной окраски, что может повлиять на интерпретацию отрицательного результата. Метаболиты этороламо могут привести к ложноположительным или атипичным результатам. Атипичные цвета также могут указывать на отклонения в величинах концентрации желчного пигмента, поэтому такие образцы мочи нужно исследовать дополнительно.

**УРОБИЛИНОГЕН.** Уробилиноген обычно присутствует в моче в концентрациях до 16 ммоль/л (1,0 мг/дл). Результат в 33 ммоль/л (2,0 мг/дл) представляет собой границу между нормальным и патологическим уровнем, потому что при обнаружении уробилиногена в моче концентрация, превышающая 0,2 мг/дл или 0,2 U/дл. Отсутствие уробилиногена в образце определить невозможно. Тестовая зона может реагировать на уробилиногенные вещества в образце определить невозможно. Тестовая зона может реагировать на р-аминосалициловую кислоту и сульфаниламиды. Атипичные цветовые реакции могут возникнуть при высокой концентрации р-аминосалициловой кислоты. Присутствие формалина

может привести к ложноположительным результатам. Скорость реакции в полоске возрастает с ростом температуры. Оптимальная температура 22–26 °C. Данный тест не является надежным методом определения порфириногенеза.

**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА.** Эффективность метода оценивается в клинических и аналитических исследованиях, выявлено, что она зависит от следующих факторов: различий в способности воспринять цвета, присутствия или отсутствия нитрофурантонов и мочевых факторов, обычно обнаруживаемых в моче, а также лабораторных условий, в которых используется продукт (например, освещение, температура и влажность). Каждый результат, полученный с помощью данного теста, должен рассматриваться в контексте клинической картины. Вследствие вариабельности образцов и методов считывания результатов образцы с концентрацией аналитических веществ могут находиться на уровне, который может давать результаты, относящиеся к ложному или сомнительному результату. Результаты обычно варьируются в пределах не более одного уровня от действительной концентрации. Результаты обратной оценки могут отличаться от результатов оценки, проведенной с помощью прибора, ввиду различий в восприятии человеком цвета и оптических систем прибора. Вспомогательные тестовые полоски обычно определяют уровни аналитических веществ в моче. Однако вследствие естественной изменчивости химических образцов мочи, в определенных условиях обнаруживаемая концентрация вещества может быть ниже.

**Тестовая зона и чувствительность.**  
 Белок: 0,15–0,3 г/л (15–30 мг/дл) альбумина  
 Кровь: 150–620 мкг/л (0,015–0,062 мг/дл) гемоглобина  
 Лейкоциты: 5–15 клеток в поле зрения (круглые увеличения) в клиническом образце  
 Нитриты: 13–22 ммоль/л (0,06–0,1) мг/дл нитрат-иона  
 Глюкоза: 4–7 ммоль/л (75–125 мг/дл) глюкозы  
 Кетоны: 0,5–1,0 ммоль/л (5–10 мг/дл) ацетоуксусной кислоты  
 Билирубин: 7–14 ммоль/л (0,4–0,8 мг/дл) билирубина  
 Уробилиноген: 0,1–0,2 мг/дл

**ХИМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕДУРЫ И ИНТЕРПРЕТИ.** (в пересчете на безводную массу по времени инкубации).  
**Белок.** Этот тест основан на методе с белковой ошибкой индикаторов. Ингредиент: 0,3 % (по массе) тетрафторфенолового синего, 97,3 % (по массе) буфера, 2,4 % (по массе) непереработанных индикаторов.

**Кровь.** Этот тест основан на пероксидазоподобном действии гемоглобина, который служит катализатором реакции диоксиазобисбензо дигидропероксида из 3,3',5,5'-тетраметилбензидамина. Ингредиент: 6,8 % (по массе) диоксиазобисбензо дигидропероксида, 4,0 % (по массе) пероксидазоподобного индикатора, 48,0 % (по массе) буфера, 41,2 % (по массе) непереработанных индикаторов.

**Лейкоциты.** Граниюлоциты содержат эстеразы, служащие катализаторами гидролиза производного сложного эфира пиперона и аминотиола; при этом выделяется 3-гидро-5-фенилпиперон. Затем этот пиперон реагирует с диазосолью. Ингредиент: 0,4 % (по массе) производного сложного эфира пиперона и аминотиола, 0,2 % (по массе) диазосоль, 40,9 % (по массе) буфера, 58,5 % (по массе) непереработанных индикаторов.

**Нитриты.** На тестовой среде в кислой среде нитриты мочи реагируют с р-арсаниновой кислотой, образуя диазосоединение. Это диазосоединение, в свою очередь, соединяется с 1,2,3,4-тетрагидробензо[б]хинолин-триолом. Ингредиент: 1,4 % (по массе) р-арсаниновой кислоты, 1,3 % (по массе) 1,2,3,4-тетрагидробензо[б]хинолин-триола, 10,8 % (по массе) буфера, 86,5 % (по массе) непереработанных индикаторов.

**Глюкоза.** Этот тест основан на двойной последовательной ферментативной реакции. Оксидная глюкоза является катализатором реакции образования глюкозной кислоты и перекиси водорода при окислении глюкозы. Затем пероксидаза катализирует реакцию перекиси водорода с ортофосфорной кислотой, приводящую к окислению хромогена. Ингредиент: 2,2% (по массе) оксидная глюкоза (глюкозой), 1,3 МС, 1,0% (по массе) пероксидаза (пероксидаза хрена, 3,000 ME), 8,1% (по массе) оксидная кислота (99,8% (по массе) буфера, 18,9% (по массе) непереработанных индикаторов).

**Кетоны.** Этот тест основан на изменении цвета при реакции ацетоуксусной кислоты с нитропруссидом. Ингредиент: 7,1 % (по массе) нитропруссид натрия, 97,9 % (по массе) буфера.

**Кислотность pH.** Этот тест основан на методе с двумя индикаторами, который обеспечивает широкий спектр цвета для полного покрытия всего возможного диапазона кислотности мочи. Ингредиент: 0,2 % (по массе) метилового красного, 2,8 % (по массе) бромтимолового синего, 97,0 % (по массе) непереработанных индикаторов.

**Удельный вес.** Этот тест основан на изменении цвета некоторых предварительно обработанных полиакрилатов по отношению к концентрации иона. Ингредиент: 2,6% (по массе) бромтиолового синего, 68,8% (по массе) полимер метилвиолового эфира и малеинового ангидрида, 28,4% (по массе) гидроксида натрия.

**Билирубин.** Этот тест основан на соединении билирубина с диазотированным диэтаноловым в сильной кислой среде. Ингредиент: 0,4 % (по массе) диазосоль 2,4-дихлоранилина, 37,3 % (по массе) буфера, 62,3 % (по массе) непереработанных индикаторов.

**Уробилиноген.** Этот тест основан на реакции Эрлика, в которой р-диэтиланилинобензальдегид в соединении с уробилиногеном реагирует с уробилиногеном в сильной кислой среде. Ингредиент: 0,2 % (по массе) р-диэтиланилинобензальдегида, 99,8 % (по массе) непереработанных индикаторов.

**ТОВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ.** См. на упаковке используемого изделия товарные знаки Siemens.

**НОМЕРА ПРОДУКТОВ:** 2289, 2300, 2304, 2308, 2740, 2741, 2743, 2810, 2815, 2820, 2857, 2877.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.**  
 Для получения дополнительных сведений обращайтесь к региональному представителю Siemens или в службу поддержки клиентов.

www.siemens.com/diagnostics



Origin: Poland  
 Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.  
 St. William Siemens Sq.  
 Farnley, Camberley, UK GU16 8DD